

# Nüüd saadaval!

## PRESENTA® GEEL

### NAHKA KAITSEV GEEL



- Rahustab nahaärritust stoomi ümbruses ja loob õige mikrokeskkonna loomulikuks taastumisprotsessiks.
- Niisutab nahka ja taastab õige elastsuse, vähendades pingetunnet.
- Geel loob nahale niisutava ja kaitsva barjääri tänu arvukatele niisutavatele ainetele.
- Toode sobib kasutamiseks ka selliste dermatooside sümptomite leevendamiseks nagu ekseem, psoriaas ja kseroos.
- Geeli võib kasutada diabeetikutel naha liigse kuivuse korral ja ennetavalt diabeetilise jala sümptomite puhul.



**Levitaja:** Linus Medical OÜ  
Narva mnt 5, 10117 Tallinn  
Tasuta infoliin: 800 3030  
E-mail: [abi@linusmedical.com](mailto:abi@linusmedical.com)



**convatec**  
— forever caring —

**EE** Lugege pakendil toodud juhend hoolikalt läbi, sest see sisaldab patsiendile olulist teavet toote stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® kasutamise kohta, ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

**Kasutusjuhend**  
**PRESENTA®**  
**stoomiümbruse nahka kaitsev geel**  
**Meditsiiniseade**  
**50 ml**  
**REF** SM03  
Spetsiaalne nahageel

## Pakendil kasutatud sümbolid



1434



Tootja



Kõlblikusaeg



Seeria nr



Vt kasutus-juhendit



Säilitus-temperatuur



Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud



Vt kasutus-juhendit

Kasutusjuhendi uuendamise kuupäev: Märtsil 2022. PGEL/IU/03/2022

### 1. Mis on stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA®

Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on nahale niisutava kaitsesihhi moodustavate koostisainetega rikastatud geeli vormis meditsiinivahend. Toode on mõeldud stoomipatsientidele stoomiümbruse naha kaitsmiseks ja stoomi ümbruse nahal esinevate ärritusnähtude leevendamiseks. Stoomipatsientidel kujutab see endast stoomikottide või -plaatide või/ja sooletahtlusega seoses tekkida võivate nahatüvisüsteemi profülaktika ühte osa.

Toodet võib kasutada ka selliste dermatoosinähtude leevendamiseks, nagu atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja kseroos, samuti võivad seda kasutada suhkruhaiged liigse nahakuivuse korral ning profülaktiliselt diabeetilise jala sümptomite korral ja kiiritusravi (radioterapiat) saavad patsiendid.

### 2. Mis otstarbel kasutatakse stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli PRESENTA®

Stoomiümbruse geeli puutub kokku soolesisuga, mistõttu võib see ärritusele vastuvõtlikum olla. Stoomiseadmete, eriti stoomikoti hoidikute kasutamine on ärritust ja naha allergilisi reaktsioone põhjustada võivaks lisateguriks. Seetõttu on stoomiümbruse naha nõuetekohane ja süstemaatiline hooldus väga oluline. Geeli kasutamine vähendab naha pingust ja aitab seda niisutada. Stoomiümbruse nahk muutub elastsemaks, seeläbi ka ebasoodsate mõjurite toimele vastupidavamaks.

Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® spetsiaalselt väljatöötatud koostis sisaldab mitmesuguseid niisutavaid aineid: arginiini, glütserooli, naatriumhüalurooni ja Omega Plus koostisaineid (vite õlisaladusega koostisosa kompleks: oliiviõli, päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli ja makadaamiapähkliõli). Lisaks kaitses tootes sisalduv koostisosa SycralmTM (taimeekstraktide kompleks: Phragmites kharka ja Poria cocos) nahka ülemäärase veekoga eest ning tugevdab naha kaitsesbarjääri. Tänu sellele on nahk elastsem, niisutatud ja välistegurite mõjule vähem vastuvõtlik, see vähendab omakorda naha sügelus- ja pingustunnet.

Tänu nõuetekohasele niisutusele ja naha kaitsesihhi säilimisele säilib loomulike uuendusprotsesside toimumise soodustamiseks vajalik mikrokeskkond. Lisaks loob tootes sisalduv uuenduslik prebiootikum Bioliin P sobiva keskkonna füsioloogilise bakterifloora arenguks ja kaitses patogeensete mikroorganismide arengu eest, kaitses seeläbi patsiendi ärritatud nahka nakkuste eest.

### 3. Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® annustamine ja manustamine

Stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli PRESENTA® tuleb kanda peale kasutusjuhendi kohaselt.

### Stoomipatsiendid

Geeli kasutatakse tavaliselt stoomikoti vahetuse ajal. Veenduge, et nahk on pärast geeli kasutamist täiesti kuiv, vajaduse korral eemaldage liigne geel hügieenilise salvrätiga. Naha puhastamine ja kuivatamine võimaldab stoomiseadet õigesti kasutada.

### Muud kasutusala

Patsiendid, kellel esineb atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk

kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja muud dermatoosid, võivad eriti atoopiliste nähtude süvenemise perioodil ja öösiti, toodet mitu korda päevas kasutada.

Onkoloogiliste haigustega patsiendid peaksid kasutama toodet kiirgusega kokkupuutvatel nahapiirkondadel, eelkõige paar tundi pärast kiirgusega kokkupuudet ja öösiti.

**Tähelepanu!** Mitte kasutada toodet vahetult enne kiiritamist. Geeli kasutamise ja kiiritamise vahele peab jääma mitmetunnine paus.

Jälgida patsiendi naha seisundit nii ravi käigus kui ka pärast selle lõppu. Mistahe muretekitavate ilmingute või nahamuutuste korral pöörduge viivitamatult eriarsti poole.

Mis tahes kahtluste korral pöörduge arsti poole.

### Kasutamine

Kandke väike kogus geeli puhtale nahale. Hajutage õrnalt, järgides hügieenireegleid. Kasutage stoomiseadme vahetuse ajal.

### 4. Vastunäidustused

Ülitundlikkus (allergia) toote mistahes koostisosa suhtes.

Mitte kasutada lahtistel haavadel ega pärisnaha vigastamisel tekkinud nahamuutustel. Vältida silma sattumist.

### 5. Kuidas stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli PRESENTA® säilitada

Hoida originaalpakendis temperatuuril 5–25 °C.

Hoida lastele kättesaamatus ja nähtamatus kohas.

### 6. Toote stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® koostis

Põhikoostisosad: glütserool, PEG-40 hüdrogeenitud kastooriõli, SycralmTM (Phragmites kharka ja Poria cocos'e ekstraktid), prebiootikum Bioliin P, naatriumhüaluroon, Omega Plus õlikompleks (oliiviõli, päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli, makadaamiapähkliõli), arginiin.

Abiained: vesi, karbomeer, hüdroksüütsetofenoon, 1,2-heksaandiol, kaprüülglükool, tokoferüülsetaat, naatriumbensoaat.

### 7. Pakendi kirjeldus

Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on pakendatud 50 ml pudelisse.

Üksikpakend sisaldab karpi, airless-tüüpi pudelit ja kasutusjuhendit.

Kaasaegne pakendivorm võimaldab toote lõpuni ära kasutada ja väldib toote saastumist.



### Tootja:

Gofarm Sp. z o.o.  
Górników street 21/26, 30-819  
Kraków, Poland  
www.gofarm.pl

### Turustaja:

Linus Medical OÜ  
Narva mnt. 5, Tallinn  
10117, Eesti  
Tasuta infoliin 800 3030